



Made in the USA

# labSand™

Urine Sample Collection Sand



Noninvasive



100% Natural



Easy to Use

Suitable for most urinalysis tests as a metabolic cage replacement





LabSand is revolutionary biodegradable hydrophobic sand that has a natural non-toxic urine repellent coating. It allows scientists, researchers, and technicians to quickly and easily collect urine samples without resorting to invasive procedures.

#### How to use:

Simply spread the contents of a LabSand bag onto a clean surface and let the animal freely urinate on the sand. The urine will stay on top, allowing you to easily collect the sample with a pipette and vial. Alternatively, you can dip a testing strip directly onto the droplet while it is on the sand. It is that easy!

#### Safety First:

Plastic bags can be dangerous. To avoid suffocation, keep away from babies and children.

**DO NOT EAT LABSAND**

#### EN Urine Sample Collection Sand For Laboratory Use Only

HOW TO USE: Simply spread the contents of a LabSand bag onto a clean surface, and let the animal freely urinate on the sand. The urine will stay on top, allowing you to easily collect the sample with a pipette and vial. Alternatively, one can dip a testing strip directly on to the droplet while it is on the sand. It is that easy!

#### FR Récolte d'échantillon d'Urine pour Utilisation en Laboratoire Seulement.

METHODE D'UTILISATION: Répandre simplement le contenu d'un sac de LabSand sur une surface propre, et laisser librement l'animal uriner sur le sable. L'urine restera alors au dessus, vous permettant de facilement récolter l'échantillon avec une pipette et une fiole. Autrement, vous pouvez tremper une bande test directement sur la gouttelette se trouvant sur le sable. C'est aussi simple que ça !

#### ES Arena para recolección de muestra de orina. Sólo para uso de laboratorio.

CÓMO UTILIZAR: Sólo esparza el contenido de su bolsa LabSand sobre una superficie limpia, y deje que el animal orine libremente sobre la arena. La orina permanecerá en la parte superior. Esto permitirá recoger fácilmente la muestra con una pipeta y ampollita. Alternativamente, puede sumergir una tira de prueba directamente en la gotilla mientras está en la arena. ¡Es así de fácil!

#### DU Urine tester collectie, zand voor uitsluitend labratorisch gebruik.

GEbruiksaanwijzing: verspreid de inhoud van de LabSand op een schoon en lege oppervlakte, uw huisdier kan nu gemakkelijk op het zand urineren, zonder dat het zand de urine opneemt! De urine blijft op het zand liggen en daardoor kunt u dus gemakkelijk met een pipet en een flacon het zand schoon houden. Ook kunt u de test-strip op de druppel leggen, een fluitje van een cent!

#### GR Urin Proben Sand nur für die Nutzung im Labor bestimmt

WIE ES FUNKTIONIERT: Breiten Sie den Inhalt der Lab Sand Tüte auf einer sauberen, glatten Oberfläche aus und lassen Sie das Tier hierauf urinieren. Der Urin wird sich auf der Oberfläche sammeln und Sie können ganz einfach eine Probe mit einer Pipette nehmen. Alternativ kann ein Test-Streifen auch direkt in den Urin auf dem Sand gehalten werden. So einfach ist das!

## Benefits for Scientists, Researchers, & Technicians:



Easy collection and time saving



100% natural and non-toxic



Noninvasive



Recommended by top pharmaceutical companies



Obtain a clean, uncontaminated sample



Maintains high standards of animal welfare



Biodegradable & easy disposal



Scan to learn more about Lab Sand. Visit [www.labsand.com](http://www.labsand.com) today to learn more about this unique product.



Manufactured by: Coastline Global, Inc. 827 Lincoln Ave, Suite B11,  
West Chester, PA 19380 Tel: 888-999-3050 | [info@coastlineglobal.com](mailto:info@coastlineglobal.com)

Made in the USA

